







ACC-PLASCAN-8-11 CANISTERS 2 ETAGES DROIT ET EXCENTRE POUR VOYAGEUR 12


Version 0

	Avantages	Canisters 2 étages adaptés au VOYAGEUR12	
	Référence Cryopal	ACC-PLASCAN-8	Canister excentre pour Voyageur12
		ACC-PLASCAN-11	Canister droit pour Voyageur12
	Désignation	Canister excentre pour Voyageur12	
		Canister droit pour Voyageur12	
	Dimensions / Taille	Hauteur totale = 494 mm Hauteur du gobelet = 280 mm Diamètre = 71 mm	
	Matière	Acier inoxydable	
	Utilisation	Transporter des paillettes ou des cryotubes clipsés sur des baguettes porte tubes	
	Capacité de stockage	Paillette 0,25 ml	1640
		Paillette 0,5 ml	730
		Paillette CBS 0,3-0,5 ml	450
		Tube 2 ml	120
		Tube 5 ml	60
	Garantie	1 an	

	Origine	France
	Emballage	Sachet plastique
	Poids	Unitaire 0,290 kg
	HS Code	73269098
	Colisage	0.495 x 0.070 x 0.070 m
	Réglementation - Norme	Dispositif médical de classe 1
	Entretien Nettoyage	-

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :

 Cryopal
Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg
CS10 172 - Bussy Saint-Georges
77 607 - Marne la Vallée cedex 3 - France

 00 33 1 64 76 15 00
 contact.cryopal@cryopal.com
 <http://www.cryopal.com>