

FICHE TECHNIQUE

Référence	088851
Désignation	BOITE A GANTS PORTABLE + ENTREE GAZ



Description :

Système de boîte à gants portable SP Bel-Art avec 2 ports de gaz, gants et anneaux de serrage. Unité de confinement économique idéale pour une installation rapide n'importe où. L'opérateur et l'environnement extérieur sont protégés grâce à cette armoire d'isolation portable légère et autonome.

La grande fenêtre en acrylique avec des ports de gants circulaires permet une visualisation sûre des opérations L'orifice latéral permet une insertion facile du matériel et de l'équipement Les gants en néoprène de grande taille offrent une bonne protection contre la pénétration de gaz, de liquide ou de solide ; fixé aux trous d'orifice circulaires avec des bagues de serrage. Corps moulé en LDPE avec coins arrondis partout pour un nettoyage facile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 68.5 x 40.6 x 55 cm – Volume : 126,5 litres

Unité de vente :

1 Boite à gants