

## Désignation

- Couvercle en polypropylène pour support 045895B

## Référence

- 088865

## Unité de vente

1 Couvercle

## Description

- Couvercle en polypropylène SP Bel-Art pour porte-sacs de paillasse à déchets biologiques Poxygrid (F13193-0102)
- Solution pratique pour l'élimination des déchets sur paillasse dans les laboratoires et les cabinets médicaux
- Économique et pratique, ce système d'élimination sur paillasse est idéal pour collecter les embouts de pipettes, les tubes à microcentrifuger, etc. lors d'une utilisation quotidienne. Cadre rectangulaire en fil d'acier pour sac en polyéthylène de 22 x 28 cm ; revêtement époxy orange durable et facile à nettoyer.
- Couvercle en polypropylène ajusté pour maintenir le sac en place.
- Réutilisable ; lavable à la main ou au lave-vaisselle ; autoclavable.
- Le couvercle est conforme à la norme 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), qui exige un couvercle sur tout contenant utilisé pour le stockage, le transport ou l'expédition de déchets biologiques dangereux.
- Couvercle uniquement pour porte-sac Poxygrid® 12,7 x 8,9 x 1,6 cm

