

FICHE TECHNIQUE

Référence	090383
Désignation	Flacons 250 ml



Description :

- ✓ Flacons en verre Duran® à col vissé
- ✓ Conforme aux normes ISO 4796-1:2016
Fabriqué en verre borosilicaté DURAN® 3.3.
- ✓ Sans bouchon
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables/Stérilisables
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Hauteur : 138 mm
- ✓ Diamètre col : GL 45
- ✓ Diamètre corps : 70 mm

Unité de vente :

10 Flacons
