

FICHE TECHNIQUE

Référence	090385
Désignation	Fiole 5 Litres



Description :

- ✓ Flacon filtrant DURAN®, avec raccord de tuyau en verre
- ✓ En verre borosilicaté à expansion 3.3
- ✓ Volume : 5 Litres
- ✓ Convient pour une utilisation sous vide en raison de sa construction à paroi épaisse
- ✓ Impression blanche très résistante
- ✓ Conforme à la norme ISO 6556

Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre base : 185 mm
- ✓ Diamètre du haut : 68 mm
- ✓ Hauteur : 360 mm
- ✓ Embout pour tube d'alésage de 11 mm

Unité de vente :

1 Fiole