

FICHE TECHNIQUE

Référence	090766
Désignation	Sabot de pesée en verre 6ml



Description :

- ✓ La forme de sabot permet d'introduire des poudres dans des contenants à col étroit comme les fioles jaugées
- ✓ Base plane assurant une bonne stabilité sur le plateau de la balance

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur totale : 85 mm
- ✓ Capacité : 6 ml
- ✓ Cdt : 10

Unité de vente :

10 Sabots de pesée
