

FICHE TECHNIQUE

Référence	090800
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ En verre brun borosilicaté Schott Duran
- ✓ Coefficient de dilatation très faible, une excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques
- ✓ Sans bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Hauteur avec bouchon : 415 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 410 mm
- ✓ Diamètre col : GL 45
- ✓ Diamètre corps : 227 mm
- ✓ Volume : 10000 ml

Unité de vente :

1 Flacon
