

Désignation

- Bague premium

Référence

- 091205

Unité de vente

- 5 bagues

Description

- Bague de versement DURAN® GL 45 Premium, PFA
- Fabriqué en PFA, PTFE et silicone
- Polymère haute pureté sans colorants
- Matériaux de qualité pharmaceutique USP Classe VI
- Bouchon en fluoropolymère offrant une excellente résistance aux hautes températures
- Étanchéité optimale grâce au joint de bouchon en silicone revêtu de PTFE
- Entièrement compatible avec les filetages GL 25 et 45, pour une grande polyvalence
- La bague de versement en PFA assortie permet un versement sans goutte.
- Matériau : PFA
- Couleur : Incolore
- Diamètre d (mm) : 40,7
- Hauteur h (mm) : 4
- Filetage : GL 45
- Autoclavable
- Code de traçabilité
- Température maximale : 260 °C

