


FICHE TECHNIQUE

Référence	091874
Désignation	Fiole



Description :

- ✓ Pour filtration
- ✓ En verre Duran
- ✓ Forme Erlenmeyer
- ✓ Avec olive en verre
- ✓ Pour emploi sous vide
- ✓ Forme erlenmeyer
- ✓ Capacité : 2000 ml
- ✓ Diamètre : 166 mm
- ✓ Diamètre col : 60 mm
- ✓ Hauteur : 255 mm
- ✓ ISO 6556

Unité de vente :

1 Fiole