

CHRONOMETRE MECANIQUE
Rattrapante / dédoublante



Ref 095314 - Horaire / Décimal 1/100è min

- 2 aiguilles :
 - 1 aiguille indiquant le total écoulé
 - 1 aiguille dédoublante, s'arrêtant au temps intermédiaire puis rattrapant l'aiguille du temps courant
- Totaliseur 30'
- Résolution 1/5e sec. - 1/100e mn
- Boîtier métal poli
- Verre plastique
- Verre minéral en option **098436**
- Ø 50mm – Poids 100g

Code douanier 910690100000T
(sous réserve de changement)