

Désignation

- Flacon Duran gradué gl45 bouchon a vis et bague de déversement pp gl45 25000ml

Référence

- 096063

Unité de vente

- 1

Description

- Matière : Boro 3.3
- Gradué
- Diamètre d (mm) 316
- Hauteur h (mm) 545
- Capacité (mL) 25000
- Diamètre (mm) 316
- Filetage GL 45
- Couleur du verre : Transparent
- Zone de marquage
- Hauteur (mm) 545
- Autoclavable
- Code de traçabilité

