



CLICK  
AND  
CARRY

LE NOUVEAU  
SYSTÈME DE  
TRANSPORT DE  
FLACON GL 45  
**DURAN®**

# SYSTÈME DE TRANSPORT DE FLACON GL 45 DURAN®

Le nouveau système modulaire de transport de flacon est adaptée aux flacons de laboratoire standard à col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacon : 2, 5, 10 et 20 litres. Ergonomique, il présente des avantages en termes de santé et de sécurité de l'utilisateur et permet de transporter les flacons en toute sécurité dans le laboratoire ou sur le site de production. Il facilite le versement de liquide à partir de flacons de grande taille, en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables.

## Poignée de transport

- La poignée de transport est adaptée aux mains nues et aux gants
- La sangle de la poignée est suffisamment flexible pour permettre de verser les liquides

## Sangle de serrage

- Avec flèche indicatrice
- Extrémité modifiée pour éviter l'effilochement

## Poignée de versement

- Ergonomique
- Revêtement antidérapant



## Base en silicone

- Support pour les flacons de grande taille (5, 10, et 20 litres)
- Protection du fond du flacon contre les chocs lors du soulèvement et de la manipulation
- Élément de protection de verre contre le contact avec le chariot en métal
- Les trous moulés réduisent les pièges à liquide et permettent une pénétration maximale de la vapeur pendant l'autoclavage



## Collier pour flacon GL 45

- Le collier est solidement fixé car il est enfilé sur le filetage du col GL 45 et bloqué sous la bague de transfert au moyen de quatre dents.
- Il est nécessaire de couper le collier pour l'enlever, pour une sécurité d'utilisation complète. Une ligne de découpe est tracée pour enlever le collier au besoin.

## Bandes horizontales

- Cousues pour une grande durabilité
- En matériau « antidérapant »




## Code de traçabilité spécifique par lot (Retrace Code)

pour la traçabilité et la certification



## En option : Chariot en métal

- Chariot en acier inox pour flacons de 10 ou 20 litres (2 tailles seulement)
- Entièrement compatible avec le système de transport
- Construction facile à nettoyer sans fissures
- Les poignées disponibles en option facilitent la manipulation





# POUR UN TRANSPORT ET UN VERSEMENT FACILES EN TOUTE SÉCURITÉ



**Transport facile en toute sécurité grâce à la poignée**

- La poignée se fixe au col et soutient entièrement le fond du flacon
- Pour les flacons de 2, 5, 10, et 20 litres



**Versement sûr et contrôlé grâce à la poignée**

- Versement sans risque des liquides grâce à une deuxième « poignée de versement » située sur la sangle latérale
- Disponible uniquement pour les flacons de 5 litres

## Informations de commande

| Description                                                                         | Unité d'emballage | N° de commande |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (bleu)   | 1                 | 292836307      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (violet) | 1                 | 292826306      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (rouge)  | 1                 | 292816305      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (jaune)  | 1                 | 292806304      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 5 litres (jaune)  | 1                 | 292807309      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 10 litres (jaune) | 1                 | 292808605      |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 20 litres (jaune) | 1                 | 292809104      |
| Chariot en métal DURAN® pour flacons DURAN® GL 45 de 10 litres (Acier inoxydable)   | 1                 | 299018607      |
| Poignée pour le chariot en métal de 10 l DURAN® (Acier inoxydable)                  | 1                 | 299038609      |
| Support de base silicone pourpour le chariot en métal de 10 l DURAN® (Jaune)        | 1                 | 292808654      |
| Chariot en métal DURAN® pour flacons DURAN® GL 45 de 20 litres (Acier inoxydable)   | 1                 | 299019106      |
| Poignée pour le chariot en métal de 20 litres DURAN® (Acier inoxydable)             | 1                 | 299039108      |
| Support de base silicone pourpour le chariot en métal de 20 litres DURAN® (Jaune)   | 1                 | 292809153      |

Flacons fournis séparément

**Serrage rapide et sûr**  
des sangles en polypropylène avec système de réglage des deux côtés pour les flacons de grande taille (5, 10, et 20 litres)

**4 tailles disponibles :**  
2 L / 5 L / 10 L / 20 L



**Système de transport pour flacon de 2 l disponible en 4 coloris**  
pour le codage couleur





**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

DWK Life Sciences GmbH  
Hattenbergstraße 10  
55122 Mainz, Germany

Phone: +49 6131 - 1445 4131  
Fax: +49 6131 - 1445 4016  
sales@DWK-LifeSciences.com  
www.DWK-LifeSciences.com