

Désignation

- Brosse NMR, fil en acier inoxydable de 250mm avec poils en nylon

Référence

- 096345

Unité de vente : 1



-
- DWK Life Sciences Brosse RMN, pour le nettoyage des tubes RMN
 - Les salissures tenaces et les dépôts dans les tubes RMN peuvent être éliminés avec la brosse RMN.
 - Bristle Material : Nylon
 - Types de pointes : Courbe
 - Longueur 250 mm
 - Matériau de la poignée : Acier inoxydable
 - Autoclavable