

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	001012
<b>Désignation</b>	Tube Pyrex



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex de grande neutralité
- ✓ Idéal pour la culture cellulaire et la microbiologie
- ✓ Col droit
- ✓ A fond rond
- ✓ A usage unique
- ✓ Paroi : 0,8 mm
- ✓ Centrifugeable de 2500 à 3000 tours par minute
- ✓ Dimensions : 12 x 75 mm

### Unité de vente :

1000 Tubes

---