

FICHE TECHNIQUE

Référence	001014
Désignation	Tube Pyrex



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex de grande neutralité
- ✓ Idéal pour la culture cellulaire et la microbiologie
- ✓ Col droit
- ✓ A fond rond
- ✓ A usage unique
- ✓ Paroi : 0,8 mm
- ✓ Centrifugeable de 2500 à 3000 tours par minute
- ✓ Dimensions : 15 x 85 mm

Unité de vente :

1000 Tubes
