

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Référence</b>   | 001015     |
| <b>Désignation</b> | Tube Pyrex |



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex de grande neutralité
- ✓ Idéal pour la culture cellulaire et la microbiologie
- ✓ Col droit
- ✓ A fond rond
- ✓ A usage unique
- ✓ Paroi : 0,8 mm
- ✓ Centrifugeable de 2500 à 3000 tours par minute
- ✓ Dimensions : 16 x 100 mm

### Unité de vente :

1000 Tubes

---