

FICHE TECHNIQUE

Référence	001021
Désignation	Tubes verre Pyrex



Description :

- ✓ Tube en verre borosilicaté de grande neutralité
- ✓ Sa stabilité et l'absence de tout relargage en font un tube idéal pour la culture cellulaire et la microbiologie
- ✓ Fond rond
- ✓ Col à vis
- ✓ Centrifugeables de 2500 à 3000 tours par minute
- ✓ Paroi : 0,8 mm
- ✓ Dimensions (ø x h) : 16 x 100mm

Unité de vente :

1000 Tubes
