

FICHE TECHNIQUE

Référence	001024
Désignation	Tube à fond rond col à vis, en verre Pyrex Corning® à usage unique



Description :

- ✓ Tube en verre borosilicaté de grande neutralité. Sa stabilité et l'absence de tout relargage en font un tube idéal pour la culture cellulaire et la microbiologie.
- ✓ Col à vis ou col droit
- ✓ Dimensions : 20 x 125 mm
- ✓ Paroi : 0,8 mm
- ✓ Matériau Verre Pyrex
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

500 Tubes