



## Bac plat 2 L - blanc

Ref. : G154121



### Plus produit

Gamme la plus large et personnalisable du marché.

5 couleurs

5 volumes

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Emboîtable.

### Caractéristiques produit

Hauteur	63 mm
Largeur	200 mm
Longueur	300 mm
Contenance	2 L
Taux d'emboîtement*	72,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	250 mm
Largeur intérieure bas produit	155 mm
Hauteur intérieure bas produit	60 mm
Poids	0.190 kg
GENCODE	3100411541219
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	700
Poids palette	142 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm
Hauteur palette	1010 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.