



## Bac plat 8 L - blanc

Ref. : G154421



### Plus produit

Gamme la plus large et personnalisable du marché.

5 couleurs

5 volumes

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
  - bacs de préparation pour produits ruisselants.
  - bacs à ingrédients.
  - bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
  - bacs de fermentation et de décantation.
- Emboîtable et empilable avec couvercle.

### Caractéristiques produit

Hauteur	75 mm
Largeur	335 mm
Longueur	485 mm
Contenance	8 L
Taux d'emboîtement*	80,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	420 mm
Largeur intérieure bas produit	265 mm
Hauteur intérieure bas produit	72 mm
Poids	0.570 kg
GENCODE	3100411544210
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	350
Poids palette	238 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	905 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.