



Bac plat 8 L HACCP - blanc

Ref. : G155721



Plus produit

Gamme la plus large et personnalisable du marché.

5 couleurs

5 volumes

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Emboitable et empilable avec couvercle.

Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

Caractéristiques produit

Code douanier	39241000
Code EAN	3573678674400
Poids net	0,67 kg
Longueur	485 mm
Largeur	335 mm
Hauteur	75 mm
Contenance	8 L
Taux d'emboitement	80,00 %
Longueur intérieur bas produit	420 mm
Largeur inférieur bas produit	265 mm
Hauteur intérieur bas produit	72 mm
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Fabrication française	Oui
Sans Bisphenol A	Oui

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	200
Poids palette	143 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm
Hauteur palette	1570 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.