

Graduations imprimées, classe B, PMP (TPX)

Avec une **base stable, sans effet ventouse**

L'éprouvette PMP Azlon® à graduations imprimées présente une base hexagonale stable et des graduations imprimées pour une évaluation claire du volume. Disponible dans des tailles allant de 10 ml à 2 l, cette éprouvette est étalonnée selon les tolérances de classe B.

- Etalonnées selon les normes ISO 6706 et DIN 12681, tolérances classe B
- La stérilisation à la vapeur à 121°C n'affecte pas la précision
- Graduations imprimées bleues, nettes, précises, faciles à lire
- Base hexagonale stable, anti-ventouse et non-glissante



Spécification De Produits

Produit Code	Capacité (ml)	Diam. (mm)	Grad. (ml)	Hauteur (mm)	Diam. ext. (mm)
CTB0010P	10	14	20.0	145	14
CTB0025P	25	20	10.0	170	20
CTB0050P	50	26	10.0	200	26
CTB0100P	100	31	10.0	250	31
CTB0250P	250	42	20.0	315	42
CTB0500P	500	55	50.0	360	55
CTB1000P	1000	66	100.0	440	66
CTB2000P	2000	83	200.0	535	83