

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	001090
<b>Désignation</b>	Flacons pour milieux



### Description :

- ✓ Flacon Pyrex
- ✓ ISO
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Autoclavables
- ✓ Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- ✓ Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu
- ✓ Sans bague anti-goutte
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Col : GL25
- ✓ Dimensions Ø x h : 36 x 70 mm

### Unité de vente :

10 Flacons

---