

FICHE TECHNIQUE

Référence	001091
Désignation	FLACONS ISO PYREX BOUCHE 50ml



Description :

- ✓ Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- ✓ Gradués, munis d'un bouchon en polypropylène bleu avec bague anti-goutte (à l'exception de la version GL25, livrée sans bague anti-goutte)
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume 50 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Matériau Verre Pyrex
- ✓ Dimensions : \varnothing col : GL 32 mm
- ✓ Dimensions : \varnothing x h : 46 x 88 mm
- ✓ Poids emballé : 1,086 kg

Unité de vente :

10 Flacons