

FICHE TECHNIQUE

Référence	001091A
Désignation	Flacons Iso Pyrex



Description :

- ✓ Flacon complet avec bouchon en polypropylène et bague de versement anti-goutte
- ✓ Conforme à la norme ISO 4796
- ✓ Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
- ✓ Graduations blanche et point de repère
- ✓ Résistant aux températures et aux produits chimiques
- ✓ Pour utilisation jusqu'à 140°C
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 46 x 88 mm

Unité de vente :

1 Flacon Iso Pyrex