

FICHE TECHNIQUE

Référence	001092
Désignation	Flacons ISO



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- ✓ Gradués
- ✓ Grande résistance aux chocs thermiques et chimiques
- ✓ Bouchons en polypropylène bleu avec bague anti-goutte
- ✓ Autoclavables
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Diamètre col : 45 mm
- ✓ Dimensions : 56 x 100 mm

Unité de vente :

10 Flacons