

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	001094
<b>Désignation</b>	Flacons ISO



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- ✓ Gradués
- ✓ Grande résistance aux chocs thermiques et chimiques
- ✓ Bouchons en polypropylène bleu avec bague anti-goutte
- ✓ Autoclavables
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Diamètre col : 45 mm
- ✓ Dimensions : 86 x 176 mm

### Unité de vente :

10 Flacons