

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------|
| Référence | 001095 |
| Désignation | Flacons ISO |



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Idéal pour le stockage et la conservation de milieux de culture et de tampons
- ✓ Gradués
- ✓ Grande résistance aux chocs thermiques et chimiques
- ✓ Bouchons en polypropylène bleu avec bague anti-goutte
- ✓ Autoclavables
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Diamètre col : 45 mm
- ✓ Dimensions : 101 x 255 mm

Unité de vente :

10 Flacons