

Désignation

- Flacon iso pyrex bouche 20000 ml

Référence

- 001099

Unité de vente : 1



Description

- Flacons PYREX®, media-lab, GL 45 avec bouchon et anneau verseur transparent 20000 mL
- Flacons équipés d'un bouchon en polypropylène et d'un anneau verseur anti-goutte
- Conforme à la norme ISO 4796
- Imprimé avec Trace Code pour certificat de lot
- Idéal pour le mélange et le stockage du milieu de culture
- Graduations blanches et point de marquage
- Fabriqué à partir de verre borosilicate résistant à la température et aux produits chimiques.
- Pour une utilisation jusqu'à 140 °C
- Depuis que ce flacon a été introduit dans les années 1980, ce modèle polyvalent est devenu le flacon de laboratoire le plus couramment utilisé. Conçu à l'origine pour la préparation et le stockage de milieux de culture, ce flacon est idéal pour de nombreuses applications.
- Capacité : 20 000 ml
- Hauteur : 510 mm
- Corps OD : 300 mm
- Filetage GL 45

