

Désignation

- Becher FH 100ml

Référence

- 001111A

Unité de vente : 10



Description

- Bêcher yrex® Berzelius, forme haute, 100 ml
- Conforme aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Forme haute avec bec
- Imprimé avec Trace Code pour certificat de lot
- Graduations blanches et point de marquage
- Également connus sous le nom de bêchers Berzelius, les bêchers de forme haute conviennent à une utilisation dans une gamme d'applications de laboratoire, notamment les titrages. Les bêchers Pyrex® sont imprimés avec Trace Code permettant de télécharger un certificat de lot.
- Diamètre extérieur (mm) 48
- Capacité (mL) 100
- Hauteur (mm) 80

