

Désignation

- Fiole à vide 250ml

Référence

- 001161

Unité de vente : 1



- Fioles filtrantes, 250 ml, forme Erlenmeyer, avec tube latéral
- Non revêtues
- Verre borosilicaté 3.3
- Spécialement conçues pour les travaux sous vide.
- Embout latéral en verre cannelé.
- Les 2 types de tuyaux à vide sont utilisables de -30 °C à + 70 °C (stérilisables à 125 °C en chaleur humide pendant 30 min)
- Volume 250 ml
- Matériau Verre borosilicaté Pyrex®
- Dimensions / ø x h : 85 x 155 mm
- ø col int. : 35 mm
- Dimensions : ø olive : 10 mm

