

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	001164
<b>Désignation</b>	Fiole à vide 2000 ml en Pyrex



### Description :

- ✓ Fioles en verre borosilicaté Pyrex spécialement conçues pour les travaux sous vide. Embout latéral en verre cannelé.
- ✓ Les 2 types de tuyaux à vide sont utilisables de -30 °C à + 70 °C (stérilisables à 125 °C en chaleur humide pendant 30 min)
- ✓ Les bouchons sont préperforés de série européenne (DIN 12871) en caoutchouc naturel
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Dimensions :  $\varnothing$  x h : 166 x 260 mm
- ✓ Dimensions :  $\varnothing$  col int. : 58 mm
- ✓ Dimensions :  $\varnothing$  olive : 10 mm

### Unité de vente :

1 Fiole à vide