



## Boîte hermétique 2,5 L + couvercle - transparent

Ref. : G602220



### Plus produit

Boite hermétique.  
Conserve les saveurs et préserve des odeurs extérieures.  
Laisse le contenu visible et reconnaissable.  
Couvercle souple et étanche.  
Boite transparente en PP et couvercle blanc en PEBD

### Caractéristiques produit

Hauteur	75 mm
Largeur	220 mm
Longueur	220 mm
Contenance	2,5 L
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PP
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	195 mm
Largeur intérieure bas produit	195 mm
Hauteur intérieure bas produit	70 mm
Poids	0.280 kg
GENCODE	3573678654952
Code douanier	39241000

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	30
Poids sous conditionnement	9,3 kg
Longueur sous conditionnement	700 mm
Largueur sous conditionnement	500 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	360
Poids palette	133 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1750 mm
Nombre d'unités par couche	3
Nombre de couches par palette	4



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.