



Bac rectangulaire renforcé emboîtable 19 L - blanc

Ref. : G109421



Plus produit

Bac renforcé.

Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.

Caractéristiques produit

Hauteur	170 mm
Largeur	370 mm
Longueur	450 mm
Contenance	19 L
Taux d'emboîtement*	88,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	350 mm
Largeur intérieure bas produit	280 mm
Hauteur intérieure bas produit	160 mm
Poids	1.700 kg
GENCODE	3100411094210
Code douanier	39231090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	240
Poids palette	278 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1400 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.