



## Bac rectangulaire renforcé emboîtable 30 L - blanc

Ref. : G113721



### Plus produit

Bac renforcé.

Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.

### Caractéristiques produit

Hauteur	200 mm
Largeur	440 mm
Longueur	540 mm
Contenance	30 L
Taux d'emboîtement*	85,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	430 mm
Largeur intérieure bas produit	325 mm
Hauteur intérieure bas produit	190 mm
Poids	1.670 kg
GENCODE	3100411137214
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	160
Poids palette	298 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1510 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.