


Bac rectangulaire renforcé emboîtable 45 L - blanc

Ref. : G155021



Plus produit

Bac renforcé.

Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.

Caractéristiques produit

Hauteur	305 mm
Largeur	445 mm
Longueur	550 mm
Contenance	45 L
Taux d'emboîtement*	87,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	405 mm
Largeur intérieure bas produit	300 mm
Hauteur intérieure bas produit	295 mm
Poids	2.640 kg
GENCODE	3100411550211
Code douanier	39231090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	100
Poids palette	264 kg
Longueur palette	1280 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1145 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.