



Bac rectangulaire renforcé emboîtable 55 L - blanc

Ref. : G155821



Plus produit

Bac renforcé.

Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène haute densité offrant une grande résistance aux chocs.

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Hauteur | 380 mm |
| Largeur | 430 mm |
| Longueur | 555 mm |
| Contenance | 55 L |
| Taux d'emboîtement* | 68,00 % |
| Matière | PEHD |
| Couleur | Blanc |
| Longueur intérieure bas produit | 430 mm |
| Largeur intérieure bas produit | 305 mm |
| Hauteur intérieure bas produit | 370 mm |
| Poids | 3.000 kg |
| GENCODE | 3100411558217 |
| Code douanier | 39231090 |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|---------|
| Nombre de pièces par palette | 48 |
| Poids palette | 147 kg |
| Longueur palette | 1250 mm |
| Largeur palette | 1110 mm |
| Hauteur palette | 1320 mm |

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.