



Cuvette carrée 1 L - blanc

Ref. : G605621



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique,
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	68 mm
Largeur	160 mm
Longueur	160 mm
Contenance	1 L
Taux d'emboîtement*	65,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	120 mm
Largeur intérieure bas produit	1202 mm
Hauteur intérieure bas produit	65 mm
Poids	0.090 kg
GENCODE	3100416056213
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	2160
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1760 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.