


## Cuvette carrée 4,5 L - blanc

Ref. : G605921



### Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.  
Très bonne résistance mécanique et chimique, durable.  
Grande facilité de nettoyage.  
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.  
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

### Caractéristiques produit

Hauteur	110 mm
Largeur	260 mm
Longueur	260 mm
Contenance	4,5 L
Taux d'emboîtement*	74,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	195 mm
Largeur intérieure bas produit	200 mm
Hauteur intérieure bas produit	105 mm
Poids	0.280 kg
GENCODE	3100416059214
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	640
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1270 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.