



Cuvette carrée 10 L - blanc

Ref. : G606121



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique,
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	135 mm
Largeur	350 mm
Longueur	350 mm
Contenance	10 L
Taux d'emboîtement*	74,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	270 mm
Largeur intérieure bas produit	270 mm
Hauteur intérieure bas produit	130 mm
Poids	0.620 kg
GENCODE	3100416061217
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	360
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1040 mm
Hauteur palette	1525 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.