



Cuvette carrée 12 L - blanc

Ref. : G606221



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique,
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	140 mm
Largeur	390 mm
Longueur	390 mm
Contenance	12 L
Taux d'emboîtement*	75,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	290 mm
Largeur intérieure bas produit	290 mm
Hauteur intérieure bas produit	135 mm
Poids	0.710 kg
GENCODE	3100416062214
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	240
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm
Hauteur palette	1570 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.