


## Cuvette ronde 4,5 L - blanc

Ref. : G606521



### Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.  
Très bonne résistance mécanique et chimique.  
durable.  
Grande facilité de nettoyage.  
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.  
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

### Caractéristiques produit

Hauteur	95 mm
Diamètre	320 mm
Contenance	4,5 L
Taux d'emboîtement*	70,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Hauteur intérieure bas produit	90 mm
Diamètre intérieur produit	240 mm
Poids	0.360 kg
GENCODE	3100416065215
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	450
Poids palette	162 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1630 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.