



Cuvette ronde 7,5 L - blanc

Ref. : G606721



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	125 mm
Diamètre	350 mm
Contenance	7,5 L
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Diamètre intérieur produit	255 mm
Poids	0.460 kg
GENCODE	3100416067219
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	540
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.