


Cuvette ronde 9 L - blanc

Ref. : G606821



Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit

Hauteur	125 mm
Diamètre	390 mm
Contenance	9 L
Taux d'emboîtement*	81,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Hauteur intérieure bas produit	120 mm
Diamètre intérieur produit	280 mm
Poids	0.650 kg
GENCODE	3100416068216
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	240
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	800 mm
Hauteur palette	1370 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.