



## Cuvette ronde 14 L - blanc

Ref. : G606921



### Plus produit

Cuvette apte au contact alimentaire.  
Très bonne résistance mécanique et chimique,  
durable.  
Grande facilité de nettoyage.  
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.  
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

### Caractéristiques produit

Hauteur	175 mm
Diamètre	450 mm
Contenance	14 L
Taux d'emboîtement*	89,00 %
Matière	PEBD
Couleur	Blanc
Hauteur intérieure bas produit	172 mm
Diamètre intérieur produit	270 mm
Poids	0.730 kg
GENCODE	3100416069213
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	20
Poids sous conditionnement	14,6 kg
Longueur sous conditionnement	445 mm
Largueur sous conditionnement	415 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	360
Poids palette	272 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1390 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.