



Pelle 0,5 L - blanc

Ref. : G601121



Plus produit

Pelle à farine.
Peut convenir à tous types d'ingrédients.

Caractéristiques produit

Largeur	100 mm
Longueur	285 mm
Contenance	,5 L
Matière	PP
Couleur	Blanc
Poids	0.087 kg
GENCODE	8004331136294
Code douanier	39233010

Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	36
Poids sous conditionnement	3,132 kg

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.