



Pelle 0,75 L - blanc

Ref. : G601221



Plus produit

Pelle à farine.
Peut convenir à tous types d'ingrédients.

Caractéristiques produit

Largeur	110 mm
Longueur	320 mm
Contenance	,75 L
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PP
Couleur	Blanc
Poids	0.128 kg
GENCODE	8004331136348
Code douanier	39233010

Données logistiques

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.