



## Pelle 2 L - blanc

Ref. : G601421



### Plus produit

Pelle à farine.  
Peut convenir à tous types d'ingrédients.

### Caractéristiques produit

Largeur	167 mm
Longueur	410 mm
Contenance	2 L
Matière	PP
Couleur	Blanc
Poids	0.228 kg
GENCODE	8004331136423
Code douanier	39233010

### Données logistiques

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.