



## Collecteur à pédale 100 L - couvercle rouge

Ref. : G614424



### Plus produit

Collecteur à pédale.  
Equipé de deux roues antitraces 100 mm.  
Facile à déplacer.  
Pédale permettant d'éviter les contaminations.  
Nettoyage simplifié.  
Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif.

### Caractéristiques produit

Hauteur	925 mm
Largeur	477 mm
Longueur	515 mm
Contenance	100 L
Matière	PP
Couleur	Rouge
Longueur intérieure bas produit	390 mm
Largeur intérieure bas produit	290 mm
Hauteur intérieure bas produit	665 mm
Poids	7.000 kg
GENCODE	3573678648562
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	8
Poids palette	74 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2050 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.