



Collecteur à pédale 100 L - couvercle jaune

Ref. : G614425



Plus produit

Collecteur à pédale.
Equipé de deux roues antitraces 100 mm.
Facile à déplacer.
Pédale permettant d'éviter les contaminations.
Nettoyage simplifié.
Couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif.

Caractéristiques produit

Hauteur	925 mm
Largeur	477 mm
Longueur	515 mm
Contenance	100 L
Matière	PP
Couleur	Jaune
Longueur intérieure bas produit	390 mm
Largeur intérieure bas produit	290 mm
Hauteur intérieure bas produit	665 mm
Poids	7.000 kg
GENCODE	3573678648579
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	8
Poids palette	74 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2050 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.